

FICHE PRODUIT

Agitateur VORTEX VM-300

Référence : SOC-VM300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur VORTEX VM-300

Cet agitateur vortex économique a une large plage de fonctionnement, il possède deux types de plaques de travail : en caoutchouc et en plastique. **L'agitateur Vortex** peut être utilisé pour le mélange de liquides dans différents tubes à essais, flacons, gobelets. Le mode double commutateur permet au vortex de fonctionner soit en mode continu, soit en mode petits pas. La vitesse des deux modèles peut être réglée selon les différentes exigences. Haute efficacité et faible bruit.

Principales données techniques :

Tension : AC 220 V + ou - 10 % (50 / 60 Hz)

Puissance nominale : 30 W

Méthode de fonctionnement : En continu, A petits pas, Vitesse réglable

Vitesse : 2 800 r/min

Plaque de travail : en forme de bol, en forme de disque

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Dimensions externes : 170 x 120 x 170 mm

* Dimensions : (L) 130 x (l)160 x (H)180 cm.

* Poids: 4,8 kg.

* Diamètre du support central: 5,6 mm.

* Vitesse d'agitation variable, pouvant atteindre un maximum de 3 150 rpm, permettant un mélange en douceur ou vigoureux selon le besoin.

2 modes opératoires :

- travail en exerçant des pressions ponctuelles (ce qui permet de contrôler l'intensité de l'agitation)
- mode continu en activant le commutateur

* Utilisation simple et aisée. Parfaite stabilité sur la paillasse

* Dispose d'une cupule en caoutchouc pour tubes, et d'une plate-forme pour mixer plusieurs tubes à la fois ou un flacon.

Norme: ISO 9001, CE, FDA, GMP

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-vortex/3006-agitateur-vortex-vm-300.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com