

FICHE PRODUIT

Balance de précision 6 000 g, 0.1g

Référence : SOC-CBW6H

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Balance de précision 6 000 g, 0.1g

- Pieds anti-dérapants pour assurer la stabilité
- Affichage numérique LCD, fort contraste
- Programmes d'application : contrôle de pesée avec un poids préréglé, pesage en pourcentage et comptage de pièces avec référence
- Clavier convivial
- Interface RS-232 bidirectionnel, disponible en option
- Accumulation en mémoire
- Tare programmable
- Protection intégrée contre les surcharges
- Plate-forme en acier inoxydable
- Caractéristiques de la Balance de précision
- Capacité maximum: 6 000 g
- Précision: 0.1 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Résolution: 1:60 000
- Répétabilité: 0.1 g
- Linéarités ($\pm$): 0.2 g
- Temps typique de stabilisation: 2 sec
- Unités de mesure: gramme (g)
- Interface: Interface de données bidirectionnelle RS232
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C
- Alimentation: 9 volts continu, 800 mA, adaptateur externe
- Calibrage: Externe automatique
- Affichage: affichage numérique
- Protection: Plastique ABS, plateforme d'acier inoxydable
- Taille de la plate-forme: 225 x 275 mm
- Dimensions boîtier (w x d x h): 315 x 355 x 110 mm
- Poids net: 4.1 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/3008-balance-de-precision-6000g-0-1.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com