

FICHE PRODUIT

Cônes standards en rack: 1-200µl gradué à 10/20/50/100/200µl

Référence : EDL-LAMBDA200NR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes standards en rack de capacité: 1 - 200µL gradués à 10/20/50/100/200µL; Version non stérile, pointe biseautée, compatible avec les principales marques de micropipettes du marché. Cônes en polypropylène vierge. Couleur naturelle; Fabrication et conditionnement totalement automatisés donc pas de contaminants.

- * Niveau d'endotoxine < 0,05 EU/ml,
- * absence de Rnase et de Dnase,
- * absence de protéase,
- * niveau d'ADN humain < 1 pico gramme,
- * niveaux de métaux lourds < 1 ppm,
- * racks à charnières autoclavables à 121°C pendant 20 min.
- * Condition minimum de vente: Carton de 10 racks de 96 cônes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-standards-en-rack/3016-cones-standards-en-rack-1-200-l-gradues-a-10-20-50-100-200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com