

FICHE PRODUIT



Cassette grille antidiffusante 13 x 18 cm

Référence : SOC-3614418

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Descriptif:

- L'utilisation des cassettes grilles antidiffusantes permet d'améliorer le contraste et la qualité de l'image radiographique en absorbant les rayonnements diffusés.
- Ces cassettes grilles antidiffusantes sont utilisées sur des systèmes qui ne comportent pas de statif à grilles.
- Elles sont identiques aux cassettes de radiographie standard, et ont en plus la grille antidiffusante intégrée.
- Cette cassette grille s'utilise comme une cassette radiographique standard en fonction des dimensions du film utilisé.

Caractéristiques:

Dimensions: 13 x 18cm

34 lames de plombs parallèles par cm

Foyer: 105cm.

Dimensions: 11(L) x 1(H) x 27(P) cm

Volume: 0,0003 cm³

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Poids: 0,2 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-grilles/3025-cassette-grille-antidiffusante-13-x-18-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com