

FICHE PRODUIT

Reservoirs à réactifs socorex : 175 ml

Référence : SRX-RRMC175

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Reservoirs à réactifs SOCOREX : 175 ml.

Avantages

Le système à deux compartiments optimise la quantité de liquide accessible aux pointes de pipettes en cas d'utilisation de petites quantités de réactif

Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir

Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d'œil la quantité de liquide restante

Base extra-large ajoutant rigidité et stabilité au réservoir, favorisant la prévention des déversements accidentels

Le réservoir séparé de 175 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu'à huit canaux sur un côté et jusqu'à quatre canaux sur l'autre côté, ce qui optimise la récupération si l'on utilise

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

un seul canal et une petite quantité de réactif

Les réservoirs stériles sont conditionnés dans des sacs pression pelables, ce qui garantit une parfaite stérilité tout en simplifiant leur ouverture

Caractéristique:

- **De dimensions (Longueur x largeur x Hauteur)** 121mm x 82mm x 33mm .
- **Volume total** 175 ml.
- **Nombre de puits:** 1.
- **Conditionnement minimum de vente:** 20.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipettes/3029-reservoirs-a-reactifs-socorex-175-ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com