

FICHE PRODUIT

Reservoirs à réactifs Socorex : 70 ml

Référence : SRX-RRMC70

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Reservoirs à réactifs SOCOREX : 70ml.**De dimensions (Longueur x largeur Hauteur):** 132mm x 58mm x 26mm .**Volume total** 70ml.**Nombre de puits:** 1.**Conditionnement minimum de vente:** 20.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipettes/3030-reservoirs-a-reactifs-socorex-70-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com