

FICHE PRODUIT



Flacon 60ml en polypropylène translucide cape à vis rouge stérile

Référence : CEB-FP60PPS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Flacons vissants 60ml, version stérile;

* Dimension (Ø x Ht): 35 x 70;

* En polypropylène cristal avec cape à vis en polyéthylène rouge;

* Fermeture rapide d'un seul geste: vissage en moins de 1 tour, pour 40 et 60ml;

* Flacon étanche aux liquides si vissé à fond: l'étanchéité est assurée par la jupe située à l'intérieur de la cape;

* Grande résistance mécanique du polypropylène: sécurité et efficacité;

* N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité);

* Condition minimum de vente: Carton de 6 sachets de 100 pièces;

* Couleurs de cape bleue et verte disponibles, nous consulter.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-vissant-non-etiquetes/3031-flacons-vissants-non-etiquetes-60ml-version-qualibact.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com