

FICHE PRODUIT

Flacons vissants non étiquetés 150ml

Référence : CEB-FP150

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons à prélèvement type 150ml, * Dimension (Diam. x Ht): 60 x 70ml; * En matière styrénique transparente à usage unique; * Cape à vis en polyéthylène blanc; * Application: Collecte et transport d'échantillons liquides ou solides d'origine biologique; * N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité); * Condition minimum de vente: Carton de 200 pièces;

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-vissant-non-etiquetes/3032-flacons-vissants-non-etiquetes-150ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com