

FICHE PRODUIT

Reservoirs à réactifs thermo : 80 ml

Référence : THE-RRMC10/8

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Reservoirs à réactifs THERMO : 80 (8x10)ml.

Avantages

Le système à deux compartiments optimise la quantité de liquide accessible aux pointes de pipettes en cas d'utilisation de petites quantités de réactif. Des bords verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir. Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d'œil la quantité de liquide restante. Base extra-large ajoutant rigidité et stabilité au réservoir, favorisant la prévention des déversements accidentels. Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu'à huit canaux sur un côté et jusqu'à quatre canaux sur l'autre côté, ce qui optimise la récupération si l'on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif. Les réservoirs stériles sont conditionnés dans des sacs pression pelables, ce qui garantit une parfaite stérilité tout en simplifiant leur ouverture.

Caractéristique du réservoirs à réactifs Thermo 80ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Reservoirs à réactifs THERMO : 80 (8x10)ml. De dimensions (Longueur x largeurx Hauteur) 125mm x 85mm x 35mm. Volume total 80ml.

* Nombre de puits: 8.

* conditionement minimum de vente: 10.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipettes/3034-reservoirs-a-reactifs-thermo-80-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com