

FICHE PRODUIT

Flacon 60ml en polystyrène transparent stérile cape à vis rouge

Référence : CEB-FP60PSSG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description: * Flacons vissants non étiquetés 60ml, version Stérile; * En polystyrène cristal avec cape à vis en polyéthylène rouge; * N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité); * Flacon étanche aux liquides si vissé à fond: l'étanchéité est assurée par la jupe située à l'intérieur de la cape; * Grande résistance mécanique du polypropylène: sécurité et efficacité; * Couleurs de cape bleue et verte disponibles, nous consulter.

Caractéristiques Techniques: * Dimension (Ø x Ht): 35 x 70; * Fermeture rapide d'un seul geste: vissage en moins de 1 tour, pour 40 et 60ml; * Condition minimum de vente: Carton de 6 sachets de 100 pièces;

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-vissant-non-etiquetes/3036-flacon-60ml-polystyrene-sterile-cape-rouge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com