

FICHE PRODUIT

Reservoirs à réactifs thermo : 60 ml

Référence : THE-RRMC60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Réservoirs à réactifs THERMO : 60ml

Les réservoirs à **réactifs Thermo Scientific™** offrent un large éventail de solutions adaptées à toutes vos procédures de pipetage.

Avantages:

- Le système à deux compartiments optimise la quantité de liquide accessible aux pointes de pipettes en cas d'utilisation de petites quantités de réactif
- Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir
- Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d'œil la quantité de liquide restante
- Base extra-large ajoutant rigidité et stabilité au réservoir, favorisant la prévention des déversements accidentels
- Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu'à huit canaux sur un côté et jusqu'à quatre canaux sur l'autre côté, ce qui optimise la récupération si

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

l'on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif

- Les réservoirs stériles sont conditionnés dans des sacs pression pelables, ce qui garantit une parfaite stérilité tout en simplifiant leur ouverture

Caractéristique du réservoirs à réactifs Thermo Scientific

- dimensions (Longueur x largeur x Hauteur) 140mm x 47mm x 25mm.

-Volume total 60ml.

- Nombre de puits: 1.

NB : Conditionnement minimum de vente: 5.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipettes/3039-reservoirs-a-reactifs-thermo-60ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com