

FICHE PRODUIT



Flacons vissants non étiquetés 40ml

Référence : CEB-FP40VP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons vissants non étiquetés 40ml, état bactériologique non contrôlé; * Dimension (Ø x Ht): 30 x 70; * En polypropylène cristal avec cape à vis en polyéthylène blanc; * Fermeture rapide d'un seul geste: vissage en moins de 1 tour, pour 40 et 60ml; * Flacon étanche aux liquides si vissé à fond: l'étanchéité est assurée par la jupe située à l'intérieur de la cape; * Grande résistance mécanique du polypropylène: sécurité et efficacité; * N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité); * Condition minimum de vente: Carton de 8 sachets de 100 pièces; * Couleurs de cape bleue et verte disponibles, nous consulter.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-vissant-non-etiquetes/3042-flacons-vissants-non-etiquetes-40ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com