

FICHE PRODUIT



Micropipette calibra socorex 852 à 08 canaux: 1 - 10 µl

Référence : SRX-MS8V10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Micropipette calibra socorex 852 à 08 canaux: 1 - 10 µl

Les Micropipettes Calibra socorex 852 à 08 canaux: 1 - 10 possèdent des coques isolées, évitant ainsi à la Micropipette d'être affectée par la chaleur de la main. Ces **Micropipettes ont un** affichage large et clair ainsi qu'un ajustement du volume souple et silencieux.

caractéristique de la Les Micropipettes Calibra socorex 852 à 08 canaux: 1 - 10Avec 0.05µl d'Incréments.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Micropipette CALIBRA SOCOREX 852 à 08 canaux: 1 - 10µl.

Lecture digitale.

Micropipette ergonomique. Éjecteur d'embout intégré.

Porte-embout des micropipettes 0,2 à 10 µl en acier inoxydable.

Code couleur: Vert.

Rotation de la partie basse sur 360 °C.

Autoclavable à 121°C sans démontage.

Garantie 03 ANS.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/calibra-socorex-multicanaux/3050-micropipette-calibra-socorex-852-a-08-canaux-1-10-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com