

FICHE PRODUIT



Tubes plastique fond rond, bord droit, en polypropylène, ionisé

Référence : SOC-TH3PROS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes plastique fond rond, bord droit, en polypropylène, ionisé

- * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 10 x 11,8 x 55 mm;
- * Bouchon: SOC-OBA10/13;
- * Volume utile: 3 ml;

Conditionnement: carton de 5 sacs de 750;

Condition minimum de vente: carton de 3 750.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit/3051-tubes-plastique-fond-rond-bord-droit-en-polypropylene-ionise.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com