

**FICHE PRODUIT**



## Tubes plastique fond rond, bord droit, en polypropylène

Référence : SOC-TH2PRO

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Tubes plastique fond rond, bord droit, en polypropylène

- \* Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 9 x 10,8 x 42 mm;
- \* Bouchon: non;
- \* Volume utile: 2 ml;

Conditionnement: carton de 4 sacs de 1 500;

Condition minimum de vente: sac de 1 500.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit/3053-tubes-plastique-fond-rond-bord-droit-en-polypropylene.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com