

FICHE PRODUIT



Tubes plastiques fond rond, bord droit, en polypropylène, ionisé

Référence : SOC-MR1PROS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes plastiques fond rond, bord droit, en polypropylène, ionisé :

- * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 6,5 x 8,0 x 41 mm;
- * Bouchon: SOC-OBH6 / 13;
- * Volume utile: 1 ml;
- * Conditionnement: carton de 4 sacs de 25 00;
- * Condition minimum de vente: sac de 2 500.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit/3056-tubes-plastique-fond-rond-bord-droit-en-polypropylene-ionise.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com