

FICHE PRODUIT



Tube 3ml en polystyrène fond rond, bord droit, 11,5 x 55 mm

Référence : SOC-TH3PS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tube 3ml en polystyrène fond rond 11,5 x 55 mm

Caractéristiques techniques :

- Tube 3ml en polystyrène non gradué.
- Tube non stérile;
- Diamètre externe : 11,5 mm;
- Hauteur: 55 mm;
- Matière du tube: Polystyrène;
- Fond du tube: Rond;
- Bord du tube: Droit;
- Volume utile: 3 ml;
- Résistance à la centrifugation (rotor nacelle mobile) (en g): 7500

Condition minimum de vente: Carton de 4000.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit/3059-tubes-plastique-fond-rond-bord-droit-en-polystyrene-ionise.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com