


FICHE PRODUIT

MICREWUBE 1,5 ml, jupe autostable, cape attenante, joint torique

Référence : SOC-MTM1.5JOR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

MICREWUBE 1,5 ml, jupe auto-stable, cape attenante, joint torique :

- * Microtubes non stériles en polypropylène;
- * Présence de rainures antidérapantes extérieures sur le bouchon;
- * Fond conique;
- * Trois capacités: 0,5, 1,5 et 2 ml avec ou sans jupe auto-stabilisante;
- * Autoclavables à 121°C;
- * Centrifugeables jusqu'à 17 000 g;
- * Cape coiffante à vis à extérieur 13 mm, hauteur 8,5 mm: attenante ou séparée, polyéthylène ou polypropylène avec joint;
- * Hauteur totale avec cape: 47 mm;
- * Condition minimum de vente: sac de 1 000 pièces;
- * Utilisables de: -196°C à 121°C avec cape polypropylène jointée, -90°C à 100°C avec cape polyéthylène.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-a-vis-micrewtube/3061-micrewtube-1-5ml-jupe-autostable-cape-attenante-joint-torique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com