

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical de laboratoire 50 Litres, Modèle LAB SA-300VL

Référence : SOC-SA-300VL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical de laboratoire 50 Litres, Modèle LAB SA-300VL

- Dimensions de la chambre: 300 mm x 710 mm (D).
- Capacité de la chambre: environ 50 Litres.
- Dimensions: 600 (W) x 1 084 (H) x 503 (D) mm .
- Poids: 55 kgs
- Alimentation: 220V~240V / 2.3 KW (MAX) / 10 A.
- Température et pression de travail: NON EMBALLE / EMBALLE / LIQUIDE 105-136°C / 0.5 - 2.3 kg / cm².
- Température maximum: 140°C.

Dispositif de sécurité:

- interrupteur de fin de chaleur,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- valve de sécurité et soupape d'échappement,
 - valve d'évacuation d'urgence,
 - porte avec support d'innocuité,
 - interrupteur de protection de pression,
 - système de contrôle de température.
- Norme de sécurité * CE - EMC * LVD approuvé * CE - MDD approuvé * chambre conçue par ASME / U.S.A. STANDARD.

Accessoires standards

- 2 paniers en INOX #304
- 1 pince agrippante en INOX # 304.
- 1 bouteille 2 000 cc.
- 1 tuyau d'évacuation.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/3064-autoclave-vertical-de-laboratoire-50-litres-modele-lab-sa-300vl.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com