

FICHE PRODUIT



Microtubes EPPENDORF, Safe Lock, 2,0 ml

Référence : EPP-CC2EPLOCK

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microtubes EPPENDORF, Safe Lock, 2,0 ml; * En polypropylène; * Cape attenante; * Fond conique; * Parfaitement étanches; * Autoclavables à 121°C; * Centrifugeables jusqu'à 25 000 g; * Couleur naturelle uniquement; * Conditionnés en sac plastique dans une boîte carton; * Un crochet situé sous la cape se clipse sur le rebord du tube pour éviter toute ouverture accidentelle; * Ouverture et fermeture d'une seule main; * Surface dépolie sur la cape; * Graduations: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2 ml; * Condition minimum de vente: 1 000.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-ependorf/3065-microtubes-ependorf-safe-lock-2-0ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com