

**FICHE PRODUIT**



## Microtubes STANDARDS, avec cape attenante, 0,5 ml

Référence : SOC-CCVI

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

#### Microtubes STANDARDS, avec cape attenante, 0,5 ml

- En polypropylène
- Fond conique
- Autoclavables: 20 mn à 121°C
- Capacité: 0,5 ou 1,5 ml
- Sans graduation ni plage dépolie
- Centrifugeables jusqu'à 14 000 tr / min
- Utilisables de: -20 à 121°C

**Condition minimum de vente:** 1 000.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-standards/3067-microtubes-standards-avec-cape-attendant-0-5ml.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com