

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical 16 Litres, Modèle POLEAX classe N SA-232 V

Référence : SOC-SA-232V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de L'Autoclave vertical 16 Litres, Modèle POLEAX classe N SA-232 V:

- Dimensions de la chambre: INOX#304 230 mm x 410 mm (D).
- Capacité de la chambre: environ 16 Litres.
- Dimensions: 382 (W) x 614 (H) x 398 (D) mm.
- Alimentation: 220 V~240 V / 1.4 KW (MAX.) / 6 A.
- Température et pression de travail: NON EMBALLE / EMBALLE / LIQUIDE 118~134°C / 0.9~2.1 kg / cm².
- Température maximum: 140°C.
- Dispositif de sécurité: interrupteur de fin de chaleur, valve de sécurité et détendeur de pression, valve d'évacuation d'urgence, porte avec support d'innocuité, interrupteur de contrôle de pression.

Quantité minimum de vente : 8 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires standards:

- 1 boîte de stérilisation en INOX #304.
- 1 couverture chauffante en INOX #304.

Accessoires en option:

- 1 armature de plateau.
- 3 plateaux.
- 3 supports de tirage en INOX #304.
- 2 supports de ressort de stérilisation en INOX #304.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans


Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/3070-autoclave-vertical-16-litres-modele-poleax-classe-n-sa-232v.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com