

FICHE PRODUIT



Chariot de soins, Modèle YC30J12

Référence : SOC-TIA-YC30J12

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description Chariot de soins, Modèle YC30J12

- Fabriqué en acier de haute qualité enduit de plastique.
- Tiroirs transparents.
- Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid
- Surface de travail: marbre artificiel de 35 mm d'épaisseur.
- Tiroirs du haut : tiroirs pour médicaments à un seul compartiment.
- Dimensions du tiroir (droit ou gauche): (L) 288 mm x (l) 390 mm x (H) 100 mm.
- Poignet construit en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: (L) 872 mm x (l) 535 mm x (H) 895 mm.
- Dimensions totales : 872 mm x 535 mm x 935.5 mm.
- Dimensions d'expédition : 922 mm x 585 mm x 1 005.5 mm.
- Poids à l'expédition: 47 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/3071-chariot-de-soins-modele-yc30j12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com