

FICHE PRODUIT



Chariot de soins, Modèle YC33S

Référence : SOC-TIA-YC33S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot de soins, Modèle YC33S

- Plus de 90% du chariot est réalisé en ABS le rendant facile à déplacer.
- Surface de la table en ABS, facile à nettoyer et de dimensions : 746 mm x 526 mm.
- Deux panneaux auxiliaires de travail cachés sous la surface de travail permettent d'accroître l'espace de travail.
- Pourvu d'une caisse d'environ 3" ou 6" sous la table protégeant l'appareil contre les chocs.
- Un tiroir de 3" ou 6" situé en dessous de la table protège l'appareil des chocs.
- Un support et deux corbeilles à papiers dans différentes tailles.

Matière:

- Structure principale: aluminium et ABS
- Surface de travail: ABS.
- Tiroir du dessus: tiroir pour médicaments pourvu d'un seul compartiment et de dimensions: (L) 643 mm x (l) 400 mm x (H) 53 mm.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 745 mm x (l) 525 mm x (H) 855 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions totales : 840 mm x 595 mm x 898 mm.
- Dimensions d'expédition : 940 mm x 695 mm x 1 068 mm.
- Poids à l'expédition : 36 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/3074-chariot-de-soins-modele-yc33s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com