

FICHE PRODUIT



Chariot de soins modèle yc31j26

Référence : SOC-TIA-YC31J26

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Matière:

- Structure principale: aluminium et ABS.
- Surface de travail :Chensurf, de 25 mm d'épaisseur.
- Tiroir du haut: tiroir pour médicaments comportant un seul compartiment et avec pour dimensions: L 480mm x l 420mm x H 152mm.
- Poignet fait en acier enduit de plastique roulé à froid.

Dimensions:

- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : L 660mm x l 460mm x H 890mm.
- Dimensions totales : 690mm x 510mm x 955mm.
- Dimensions d'expédition : 750mm x 610mm x 1125mm.
- Poids à l'expédition : 44.5 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/3076-chariot-de-soins-modele-yc31j26.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com