

**FICHE PRODUIT**

**BA-88A**  
Semi-Auto Chemistry Analyzer



## Spectrophotomètre semi automatique, Modèle BA-88

Référence : MIN-BA-88A

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

ANALYSEUR (automate) DE BIOCHIMIE ou SPECTROPHOTOMETRE Modèle BA-88.

- Méthode de mesure: Point final, cinétique, taux initiaux.
- Calibration linéaire et non linéaire.
- 7 Filtres standards et 1 position libre.
- Economiseur de Lampe.
- Mémoire pour 48 programmes d'analyse, et possibilité de stocker 3000 résultats d'échantillons.
- Programmation jusqu'à 200 tests
- Système d'aspiration et cuvette
- Affichage de la réaction dans la cuve.
- Large écran LCD tactile
- Contrôle par microprocesseur
- Utilisation facile
- Protection de puissance perdue

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/3077-spectrophotometre-semi-automatique-modele-ba-88.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com