

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS200

Référence : MIN-BS-200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Automate de biochimie (spectrophotomètre) modèle BS200

L'**automate de biochimie (spectrophotomètre) modèle BS200** est encore appelé **analyseur de biochimie (spectrophotomètre)**. Il est entièrement automatique. Ce spectrophotomètre permet la réalisation de **200 analyses** par heure. Il est équipé de **40 emplacements** pour les **réactifs** et 40 emplacements pour les **échantillons**. Sa garantie est de 2 ans:

1. Discret, accès sélectif, entièrement automatique.
2. **200 tests par heure**, jusqu'à **330 tests par heure avec ISE**.
3. **Module d'ISE** en option et un lecteur de code barre interne en option.
4. Jusqu'à **40 positions** respectives pour l'**échantillon** et le **réactif**.
5. Sonde nettoyante, détection du niveau liquide, la protection de collision automatique.
6. Système optique renversé avec 8 longueurs d'onde : 340~670nm.
7. Compartiment frigorifié du réactif.
8. LIS interface en bi-direction.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/3078-automate-de-biochimie-spectrophotometre-modele-bs200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com