

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS300

Référence : MIN-BS-300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Analyseur automatique de biochimie (spectrophotomètre) Modèle BS-300

L'**analyseur automatique de biochimie (spectrophotomètre) Modèle BS-300** permet la réalisation de **300 analyses par heure**. Il est entièrement autonome et est équipé d'un emplacement pour plus de **50 réactifs**. Les résultats des tests sont disponibles en 6 min. Il est doté d'un système anti-collisions des sondes et d'un compartiment réfrigéré pour réactifs.

Caractéristiques de l'analyseur automatique de biochimie (spectrophotomètre) Modèle BS-300:

- * Entièrement automatique.
- * **300 analyses par heure.**
- * Emplacement pour plus de **50 réactifs**.
- * Résultats disponible en 6 min.
- * Longueurs d'ondes de 340 - 700 nm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * 03 sondes indépendantes.
- * Affichage de la réaction en temps réel dans la cuve.
- * Nettoyage automatique des sondes.
- * Détection du niveau de liquide.
- * Système anti collisions des sondes.
- * Dilution automatique des échantillons.
- * Compartiment réfrigéré pour réactifs.
- * Faible coût de revient.
- * Faible consommation d'eau.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/3079-automate-de-biochimie-spectrophotometre-modele-bs300.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com