

FICHE PRODUIT



Compteur de globules BC2800 (automates d'hématologie), Modèle BC-2800

Référence : MIN-BC-2800

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécifications techniques du compteur de globules

* Paramètres: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT + Histogramme: WBC, RBC, PLT

* Principes du compteur de globules: Comptage des cellules par résistance thermique

* Mesure photométrique sans cyanite pour la mesure de HGB.

* Volume échantillon: 1-prédilué: 20uL, 2- Sang complet: 13uL

* Diamètre: 80um

* Cadence: 30 échantillons par heure

* Affichage: LCD couleur

* Résolution: 640 x 480

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Menu:Comptage, revisualisation, contrôle de qualité, setup, service, calibration, mise hors tension

* Entrée/Sortie: RS232x2, imprimante sortie parallèle en option, interface pour clavier

* Impression du compteur de globules: Imprimante thermique de 50 mm de largeur

* Plusieurs formats d'impression disponibles

* Environnement du compteur de globules:

* Température: 15°C-30°C

* Humidité: 30%-85%

* Performances du compteur de globules:

Paramètre	Gamme de Linéarité	Précision
WBC (10exp9/L)	0.0-99.9	3.0 (4.0-15.0)
RBC (10exp12/L)	0.20-99.9	2.0 (3.00-6.50)
HGB (g/L)	0-300	2 (100-180)
MCV (fL)		1 (70.0-100.0)
PLT (109/L)	0-99.9	5 (200-500)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/3080-compteur-de-globules-automates-d-hematologie-modele-bc-2800.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com