

FICHE PRODUIT

Compteur de globules (automate d'hématologie), Modèle BC3000 Plus

Référence : MIN-BC-3000Plus

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Compteur de globules (automates d'hématologie) modèle bc3000 plus**Spécifications techniques du compteur de globules**

- Paramètres: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT + Histogramme WBC, RBC, PLT
- Principes du compteur de globules: Comptage des cellules par résistance thermique, Mesure photométrique sans cyanite pour la mesure de HGB.
- Volume échantillon du compteur de globules: 1- prédilué: 20uL, 2- Sang complet: 13uL.
- Cadence: 60 échantillons par heure
- Affichage: LCD couleur
- Résolution: 640 x 480
- Menu: Comptage, revisualisation, contrôle de qualité, setup, service, calibration, mise hors tension
- Entrée/Sortie: RS232x2, imprimante sortie parallèle en option, interface pour clavier
- Impression du compteur de globules: Imprimante thermique de 50 mm de largeur
- Plusieurs formats d'impression disponibles
- Environnement du compteur de globules: 1- Température: 15°C-30°C , 2- Humidité: 30%-85%

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Performances du compteur de globules:

Paramètre	Gamme de Linéarité	Précision
WBC (10exp9/L)	0.3-99.9	2.5 (7.0-15.0)
RBC (10exp12/L)	0.20-8.00	2.0 (3.50-6.00)
HGB (g/L)	10-250	1.5 (110-180)
MCV (fL)		0.5 (80.0-110.0)
PLT (109/L)	10-99.9	5 (150-500)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/3081-compteur-de-globules-automate-d-hematologie-modele-bc3000-pl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com