

FICHE PRODUIT



Compteur de globules (automates d'hématologie) modèle bc 3200

Référence : MIN-BC-3200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Prélèvement de l'échantillon à travers le tube fermé
- Affichage sur Écran couleur LCD.
- Imprimante thermique intégrée.

Spécifications techniques du compteur de globules

- Paramètres: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT + Histogramme WBC, RBC, PLT
- Principes du compteur de globules: Comptage des cellules par résistance thermique
- Mesure photométrique sans cyanite pour la mesure de HGB.
- Volume échantillon du compteur de globules: 1-prédilué: 20uL , 2-Sang complet: 13uL, 3-Diamètre: 80um.
- Cadence: 60 échantillons par heure
- Affichage: LCD couleur
- Résolution: 800 x 6000
- Menu: Comptage, revisualisation, contrôle de qualité, setup, service, calibration, mise hors

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

tension

- Entrée/Sortie: RS232x2, imprimante sortie parallèle en option, interface pour clavier
- Impression du compteur de globules: 1- Imprimante thermique de 50 mm de largeur , 2- Plusieurs formats d'impression disponibles
- Environnement du compteur de globules: 1- Température: 15°C-30°C , 2- Humidité: 30%-85%
- Alimentation: 100 - 240V ~ 50/60Hz
- Dimension: 400 x 460 x 390 cm
- Poids: 17,9 Kg
- Performances du compteur de globules:

Paramètre	Gamme de Linéarité	Précision
WBC (10exp9/L)	0.0-99.9	3.0 (7.0-15.0)
RBC (10exp12/L)	0.20-8.00	3.0 (3.50-6.00)
HGB (g/L)	10-250	2.0 (110-180)
MCV (fL)		0.5 (80.0-110.0)
PLT (109/L)	10-99.9	5 (150-500)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/3082-compteur-de-globules-automates-d-hematologie-modele-bc-3200.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com