

FICHE PRODUIT



Compteur de globules (automates d'hématologie), Modèle BC 2300

Référence : MIN-BC-2300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Compteur de globules (automates d'hématologie) modèle BC 2300

Spécifications techniques du compteur de globules

* Paramètres: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT + Histogramme WBC, RBC, PLT

- * Principes du compteur de globules:
- * Comptage des cellules par résistance thermique
- * Mesure photométrique sans cyanite pour la mesure de HGB.
- * Performances du compteur de globules:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Paramètre	Gamme de Linéarité	Précision
WBC (10exp9/L)	0.3-99.9	2.5 (7.0-15.0)
RBC (10exp12/L)	0.20-8.00	2.0 (3.50-6.00)
HGB (g/L)	10-250	1.5 (110-180)
MCV (fL)		0.5 (80.0-110.0)
PLT (109/L)	10-99.9	5 (150-500)

* Volume échantillon: prédilué: 20uL, Sang complet: 20uL

* Diamètre: 80um

* Cadence: 30 échantillons par heure

* Affichage: LCD couleur, Résolution: 640 x 480

* Menu: Comptage, revisualisation, contrôle de qualité, setup, service, calibration, mise hors tension

* Entrée/Sortie: RS232x2, imprimante sortie parallèle en option, interface pour clavier

* Impression: Imprimante thermique de 50 mm de largeur, Plusieurs formats d'impression disponibles

* Environnement: Température: 15°C-30°C, Humidité: 30%-85%

* Alimentation: 100 - 240V ~ 50/60Hz

* Dimension: 400 x 460 x 390 cm

* Poids: 17,9 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/3083-compteur-de-globules-automates-d-hematologie-modele-bc-2300.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com