

FICHE PRODUIT

Compteur de globules (automates d'hématologie) modèle bc 5500

Référence : MIN-BC-5500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Compteur de globules (automates d'hématologie) modèle bc 5500

Spécifications techniques du compteur de globules

- Paramètres: WBC, Lymph%, Mid%, Gran%, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT + Histogramme WBC, RBC, PLT
- Principes du compteur de globules: nComptage des cellules par résistance thermique
- Mesure photométrique sans cyanite pour la mesure de HGB.
- Volume échantillon du compteur de globules: prédilué: 40uL, manuellement: 120uL, Remplissage automatique: 180uL
- Diamètre: 80um
- Cadence: 80 échantillons par heure
- Affichage: LCD couleur
- Résolution: 800 x 600
- Menu: Comptage, revisualisation, contrôle de qualité, setup, service, calibration, mise hors tension
- Entrée/Sortie: RS232x2, imprimante sortie parallèle en option, interface pour clavier
- Impression du compteur de globules:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Imprimante thermique de 50 mm de largeur
- Plusieurs formats d'impression disponibles
- Environnement du compteur de globules: Température: 15°C-30°C
- Performances du compteur de globules:

Paramètre	Gamme de Linéarité	Précision
WBC (10exp9/L)	1.0-99.9	
RBC (10exp12/L)	0.30-10.9	
HGB (g/L)	1-300	
MCV (fL)	10-1000	
PLT (109/L)	10-99.9	6 (150-300)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/3084-compteur-de-globules-automates-d-hematologie-modele-bc-5500.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com