

FICHE PRODUIT



Congélateur de plasma 170 L, 90 cartons de 400 ml

Référence : KIR-FROSTER-BL-180

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Congélateur de plasma 170 L 90 cartons de 400 ml

CARACTERISTIQUES DU CONGELATEUR DE PLASMA 170L 90 CARTONS 400ml

- Habillage extérieure : épaisse tôle d'acier zinguée, traité anti-rouille avec revêtement blanc pulvérisé
- Intérieur : en aluminium lisse recouvert d'une protection incolore, hygiénique et facile d'entretien, 3 tiroirs en acier au chrome-nickel, de capacité de 30 cartons de plasma sanguin (dimension 19 x 13 x 2,5 cm) à 400ml chacun
- Pas d'augmentation d'encombrement avec ouverture de la porte
- Dégivrage rapide, automatique
- Recyclage d'air par froid ventilé
- Evaporateur intégré
- Régulation de température par thermostat électronique
- Contrôle de la température au moyen d'une sonde de température comparable à un flacon de 250 ml d'eau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Centre de contrôle protégé et isolé
- Mémorisation de température minimale et maximale
- Alarme audible et visuelle activée en cas d'augmentation ou d'abaissement anormal de la température, de mauvais réglage des températures limites de l'alarme, de coupure de courant, d'ouverture prolongée de la porte, de faiblesse de l'accumulateur, de défaut de fonctionnement du processeur, de sonde de température défectueuse
- Les charnières de porte sont réversibles
- Eclairage intérieur vertical sur tous les tiroirs activé par contact de porte
- Interface RS485

EQUIPEMENTS EN OPTION :

- Système d'enregistrement et traçabilité PC-KIT, connexion entre le congélateur et un PC (sous WIN98/2000/XP) via convertisseur RS485/USB, avec 10 m de câble
- Sonde de température PT-100, avec flacon témoin, incorporé, pour l'associer à un système externe
- Enregistreur de température à poser sans fixation avec 2 rouleaux de papier paraffiné
- Enregistreur à disque incorporé, 7 jours d'enregistrement (hauteur de réfrigérateur 129 cm) avec 100 disques-diagrammes et 5 stylets feutre

GENERALITES SUR LE CONGELATEUR DE PLASMA:

- Capacité: 170 L
- Réglage de température: -41°C
- Tension / Fréquence: 220-240 V / 50 Hz
- Puissance absorbée: 450 W
- Consommation moyenne: 7,4 kWh / 24h
- Poids (total / net): 110 / 100 Kg

DIMENSIONS DU CONGELATEUR DE PLASMA:

- Dimensions externes (distance jusqu'au mur compris, L x H x P): 70 x 76 x 113 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions externes avec porte ouverte à 90° (L x H): 70 x 138 cm
- Dimensions internes (L x H x P): 55 x 52 x 60 cm
- Dimensions des tiroirs (L x H x P en cm): 52 x 32 x 16 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/conglateurs-de-plasma-sanguin/3095-conglateur-de-plasma-170-l-90-cartons-de-400-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com