

FICHE PRODUIT

Congélateur de plasma 650 L, 512 cartons de 400 ml

Référence : KIR-FROSTER-BL-650

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Congélateur de plasma 650 L, 512 cartons de 400 ml

CARACTERISTIQUES DU CONGELATEUR DE PLASMA 650ml, 512 CARTONS DE 400ml

- Habillage extérieure: épaisse tôle d'acier zinguée, traité anti-rouille avec revêtement blanc pulvérisé Intérieur: en aluminium lisse recouvert d'une protection incolore, hygiénique et facile d'entretien, 5 tiroirs en acier au chrome-nickel. Premier tiroir de dimensions 59 x 56 x 22 cm et de capacité de 96 cartons de plasma sanguin à 400ml. Les 4 autres tiroirs sont de dimensions 59(L) x 62(H) x 22(P) cm et de capacité de 104 cartons de plasma chacun. Soit un total de 512 cartons.
- Dimension du carton: 19(L) x 13(H) x 2,5(P) cm.
- Pas d'augmentation d'encombrement avec ouverture de la porte
- Dégivrage rapide, automatique
- Recyclage d'air par froid ventilé
- Evaporateur intégré
- Régulation de température par thermostat électronique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Contrôle de la température au moyen d'une sonde de température comparable à un flacon de 250 ml d'eau
- Centre de contrôle protégé et isolé
- Mémorisation de température minimale et maximale
- Alarme audible et visuelle activée en cas d'augmentation ou d'abaissement anormal de la température, de mauvais réglage des températures limites d'alarme, de coupure de courant, d'ouverture prolongée de la porte, de faiblesse de l'accu, de défaut de fonctionnement du processeur, de sonde de température défectueuse
- Les charnières de porte sont réversibles
- Eclairage intérieur vertical sur tous les tiroirs activé par contact de porte
- Interface RS485

EQUIPEMENTS EN OPTION :

- Système d'enregistrement et traçabilité PC-KIT, connexion entre le congélateur et un PC (sous WINDOWS via convertisseur RS485/USB, avec 10 m de câble.
- Sonde de température PT-100, avec flacon témoin, incorporé, pour l'associer à un système externe.
- Enregistreur à disque incorporé, 7 jours d'enregistrement (hauteur de réfrigérateur 129 cm) avec 100 disques-diagrammes et 5 stylets feutre

GENERALITES SUR LE CONGELATEUR DE PLASMA :

- Capacité: 650 L
- Réglage de température: -40°C
- Tension / Fréquence: 220-240 V / 50 Hz
- Puissance absorbée: 1000 W
- Consommation moyenne: 9,8 kWh / 24h
- Poids (total / net): 260 / 220 Kg

DIMENSIONS DU CONGELATEUR DE PLASMA:

- Dimensions externes (distance jusqu'au mur compris): 82.5(L) x 102(H) x 197(P) cm
- Dimensions externes avec porte ouverte à 90° (w x d): 86 x 177 cm
- Dimensions internes: 62.5(L) x 76.5(H) x 131.5(P) cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/conglateurs-de-plasma-sanguin/3098-conglateur-de-plasma-650-l-512-cartons-de-400-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com