

FICHE PRODUIT



Compteur différentiel de cellules avec totalisateur, 8 touches

Référence : SOC-DBC-9

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Compteur différentiel de cellules avec totalisateur, 8 touches

- Chaque touche de la partie supérieure représente le nom et l'image d'une cellule particulière.
- Toutes les 100 cellules, il y a une sonnerie.
- Le compteur différentiel de cellules permet l'affichage de la quantité totale sur la fenêtre droite.
- Remise à zéro par boutons latéraux.
- Carter avec bandes adhésives antidérapantes.
- Comptage manuel et affichage entre 0 et 999.
- Normes du compteur différentiel de cellules: ISO 9001, CE, FDA, GMP.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/3102-compteur-differentiel-de-cellules-avec-totalisateur-8-touches.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com