

FICHE PRODUIT



Compteur électronique de cellules avec totalisateur

Référence : SOC-DBC-8E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Compteur électronique de cellules avec totalisateur

- Equipé d'un microprocesseur de contrôle, avec un affichage LED digital.
- Les fonctions CLEAR / LOCK / DECREASE / % (lecture du pourcentage de chaque type de cellule est directement lu de la fenêtre au-dessus de chaque touche).
- Comptage manuel et affichage entre 0 et 999.
- Normes du Compteur électronique de cellules: ISO 9001, CE, FDA, GMP.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/3103-compteur-electronique-de-cellules-avec-totalisateur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com