

FICHE PRODUIT



Microscope biologique binoculaire, modèle L3000A-HBT

Référence : SOC-L3000A-HBT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Microscope biologique binoculaire modèle: L3000A-HBT

- * Tête: Binoculaire, inclinaison 30°, rotation 360°;
- * Oculaires: WF 10X , WF 16X;
- * Objectifs: 4X, 10X, 40X (S), 100X;
- * Condenseur à champs lumineux ,
- * Lampe halogène 6V 20W,
- * Luminosité ajustables.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/3106-microscope-biologique-binoculaire-modele-l3000a-hbt.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com