

FICHE PRODUIT

Bouteille d'oxygène médical Socimed (livrée vide) 200 Bar, 400 Litres d'oxygène ou 2 Litres d'eau

Référence : SOC-830040

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Bouteille d'oxygène médical (livrée vide) 200 Bar, 400 Litres d'oxygène ou 2 Litres d'eau

- Bouteille d'oxygène médical (bouteille livrée vide)
- avec robinet pour étrier
- Volume 400 litres d'oxygène ou 2 Litres d'eau

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/3107-bouteilles-d-oxygene-medical-vid-2-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com