


FICHE PRODUIT



Centrifugeuse Hettich EBA 20

Référence : SOC-2002

Points forts

- délais : 2 semaines

Description du produit

Centrifugeuse Hettich EBA 20

- Rotor: 8 places, pouvant prendre des tubes jusqu'à 15ml
- ACR: 3461 g
- RPM: 6000
- Dimensions (HxIxP): 216 mm x 231 mm x 292 mm
- Poids: 4 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/3109-centrifugeuse-hettich-eba-20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com