


FICHE PRODUIT



Incubateur à CO2 à HF90

Référence : SOC-HF90

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Incubateur à CO2, Modèle HF90

Incubateur à CO2 Assure une stérilité maximale. Chaque étagère dispose d'une fermeture vitrée. Ce qui minimise les perturbations des échantillons des autres étages et diminue les risques de contamination lorsqu'on ouvre une des portes.

Système de chauffage à jaquette permettant un chauffage et un recouvrement rapide de la température.

Ce système de chauffage à jaquette permettant un chauffage et un recouvrement rapide de la température.

Lors du démarrage automatique, il y a vérification de l'épaisseur de CO2. Cette vérification dure 3 min.

En cas de surchauffage, il y a activation de l'alarme et chute de puissance pour protéger la culture.

Il y a plusieurs systèmes d'alarmes pour indiquer des conditions internes anormales de la chambre : mauvaise fermeture des portes, chute de puissance

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de l'Incubateur de CO2 modèle HF90 :

- Sonde de température PT100
- Résistante à de fortes températures
- Dispose d'un système unique de surveillance de température.
- Filtration HEPA (filtration permanente de la chambre)
- Clavier convivial
- Dimensions Externes (mm): 637 x 909 x 762
- Dimensions de la chambre (mm) : 470 x 607 x 530
- Volume (L) : 151
- Etagères dimensions (mm) : 423 x 445
- Nombre standard : 3
- Nombre maximal: 10
- Température Système de chauffage : Chauffage direct
- Plage de températures (°C) : RT + 5-50
- Homogénéité temporelle à 37°C $\pm 0,1$
- Homogénéité spatiale à 37°C $\pm 0,4$
- CO2: Sonde de mesure TCD
- Domaine (%) : 0 - 20
- Homogénéité à 37°C (%) $\pm 0,1$
- Humidité Relative $\geq 95\%$
- Volume maximal d'eau distillée (L) : 3
- Désinfection
- Méthode : Chaleur moite de 90°C
- Durée : Environ 25h
- Alimentation / Tension (V / Hz) : 220 / 50
- Puissance (KW) : 0,6

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids (Kg) : 80

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/3111-incubateur-a-co2-a-hf90.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com