

FICHE PRODUIT

Appareil anesthésie, Modèle AEON 7200A

Référence : SOC-AEON7200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécifications physiques et environnementales :

- Dimensions (L×l×H): 1386×839×628mm.
- Poids : 85 kg.
- Température de stockage : -20~+55°C.
- Température de travail : +10~+40°C.
- Humidité de stockage : < 93%.

Spécifications électriques

- Essentiels : 100~240V AC, 50/60Hz.
- Batterie : 24V DC, minimum 120min.

Spécifications pneumatiques

- Approvisionnement en gaz : O₂, N₂O: 0.28~0.6MPa.
- Débitmètre : O₂: 0~1L/min; 1~10L/min.
N₂O: 0~1L/min; 1~10L/min.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Système de gaz : alarme d'échec d'approvisionnement d'oxygène.
Alimentation en oxygène.
Flux O2 : 25~75L/min.
- Mode de fonctionnement : Fermé, Semi-fermé, Semi-ouvert.
- Mode pilote : Piloté pneumatiquement et contrôlé électroniquement.
- Soupape de sécurité : <8kPa.
- Mode de fonctionnement : manuel / ventilation.

Spécifications du ventilateur

- Type de patient : adulte, pédiatrique.
- Mode de ventilation : IPPV, Manuel. Option : SIPPV, SIMV, SPONT.
- Réglages : touche tactile.
- Volume courant : 0-1600ml.
- Fréquence de ventilation : 4~100bpm.
- I : E ratio : 4:1~1:8.
- PEEP : 0~20 cmH2O.
- Aire inspiratoire : de 5%~60%Ti.
- Ecran de surveillance : Affichage: écran LCD couleur de 7 "
Pression: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP
Volume : MV, Vt
Fréquence de respiration
Gaz : FiO2
Affichage graphique: formes d'onde P-t, F-t
- Alarme: Pression élevée des voies respiratoires / Pression des voies aériennes basses.
Volume minute élevé / volume minute faible
FiO2 élevé / FiO2 faible
Haute pression continue
Panne électrique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Panne d'approvisionnement en O²

Apnée

Silence de l'alarme: <120 secondes

Vaporisateur

- Support 2 vaporisateur (Selectatec® avec verrouillage, support de stationnement en option pour vaporisateur de secours).
- Type d'agent: Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane disponible.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareil-d-anesthesie/3115-appareil-d-anesthesie-modele-aeon-7200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com