

FICHE PRODUIT



Appareil anesthésie, Modèle AEON AM5000

Référence : SOC-AM5000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'appareil d'anesthésie avec respirateur, modèle AEON AM5000 est équipé de:

- 2 évaporateurs halogénés de hautes qualités
- 2 débitmètres à deux gaz pour les modèles AM5000/2 et trois gaz pour les modèles AM5000/3
- Ventilateur / respirateur pulmonaire détachable
- Bac à chaud sodée. Le moniteur multi paramètres est en option.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/3117-appareil-d-anesthesie-modele-am5000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com