

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres portable, Modèle MEC 1000

Référence : MIN-MEC1000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Moniteur multiparamétriques (Multiparamètres), Modèle MEC 1000.

- 4 courbes: (ECG, RESP, SPO2, NIBP, TEMP, et FC).
- 72 heures d'enregistrement des tendances graphiques et tabulaires pour tous les paramètres.
- Applications : nouveaux nés, enfants et adultes.
- Ecran 10,4" TFT couleur.
- Batterie interne rechargeable.
- Capacité réseaux.
- Poignet et dispositif de fixation.
- Courbes de tendances graphiques/tabulaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/3118-moniteur-multiparametres-portable-modele-mec1000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com