

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres, Modèle M9 EXPRESS

Référence : SOC-M9EXPRESS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le Moniteur Multiparamétriques (Multiparamètres) M9B est spécialement conçu pour offrir un maximum de flexibilité et un monitoring optimal.

Applications : Nouveaux nés, enfants et adultes, écran large haute résolution, affichage simultanée de 11 courbes et de tous les paramètres.

Monitoring intelligent, alarmes intelligentes, capacités réseaux, et plusieurs autres caractéristiques permettent un monitoring facile dans toutes les conditions.

Caractéristiques :

- * Léger, compact, portable
- * Ecran large couleur, ECG, Resp, NIBP, 2-Temp, PR, SpO2 affichage simultanée de 11 courbes max
- * Batterie au lithium rechargeable intégrée
- * Enregistrement des tendances graphiques et tabulaires de tous les paramètres sur 72 heures
- * Revue des courbes en full-disclosure sur 60 secondes
- * Câble ECG 7 brins.
- * options possibles : Imprimante thermique, 2-IBP, CO, EtCO2, Multigas avec O2, Multigas sans O2,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Nellcor SpO2.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/3120-moniteur-multiparametres-modele-m9-express.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com