

FICHE PRODUIT



Microscope biologique binoculaire, modèle N-200M

Référence : SOC-N-200M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Microscope binoculaire, modèle N-200M :

- * Tête: Binoculaire ;
- * Option: monoculaire et tri oculaire;
- * Oculaires: WF 10X , WF 16X;
- * Objectifs: 4X, 10X, 40X (S), 100X;
- * Condenseur à champs lumineux ;
- * Lampe halogène 6V 20W;
- * Luminosité ajustables.

En Option : illuminateur de KOHLER

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/3122-microscope-biologique-binoculaire-modele-n-200m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com