

FICHE PRODUIT



Microscope biologique binoculaire, Modèle: HNB-207

Référence : SOC-HNB-207

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Microscope biologique binoculaire, Modèle HNB-207

Caractéristiques techniques :

- Tête binoculaire, inclinaison 45° ;
- Oculaires : WF 10X, WF 16X ;
- Objectifs : 4X, 10X, 40X (S), 100X ;
- Condenseur à champs lumineux ;
- Lampe halogène 6V 20W ;
- Luminosité ajustables.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/3125-microscope-biologique-binoculaire-modele-hnb-207.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com