

FICHE PRODUIT



Microscope biologique binoculaire LEICA DM1000

Référence : SOC-LEICA-DM1000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Microscope biologique binoculaire LEICA DM1000 éclairage LED

Koehler équipement pour DM1000

Condenseur CL/PH

Lentille de condenseur CL/LS

Platine ergo insert céramique pr DM1000

Porte-objet à manipuler d'une main

Bouton de focalisation pour DM1000

Housse de protection pour DM1000,

Oculaires:

Tube de base HC -/4/4

2 Oculaire HC Plan 10x/22x

Objectifs

Obj.ectif HI PLAN 4x/0.10

Objectif HI PLAN 10x/0.25

Objectif HI PLAN 40x/0,65

Objectif HI PLAN 100x/1,25 oil

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/3131-microscope-biologique-binoculaire-leica-dm1000.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com