

FICHE PRODUIT

Pousse seringue 01 voie, Modèle WZ-50C2

Référence : SOC-wz-50c2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

FONCTIONS DU POUSSE SERINGUE OU SERINGUE ELECTRIQUE :

- * Perfusion continue des médicaments agissant sur la fonction cardio-vasculaire dans les unités de soins intensifs
- * Perfusion de médicaments, de liquides, ou du sang aux nouveaux né et aux prématurés.
- * Injection des hormones
- * Injection permanente des anesthésies
- * Injection des anticoagulants pendant l'hémodialyse et la circulation extra corporelle.

CARACTERISTIQUES DU POUSSE SERINGUE OU SERINGUE ELECTRIQUE :

- * Identification automatique de la seringue.
- * Port RS232
- * Dès réception du signal d'alarme d'occlusion, la pression d'arrivée du médicament diminue automatiquement
- * Programmation du volume
- * Affichage du volume délivré

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Pousse seringue disponible avec plusieurs voies
- * Contrôle rapide de la perfusion
- * Touche d'avance rapide
- * Blocage de la touche de programmation du volume
- * Contrôle facile du volume de perfusion
- * Plusieurs alarmes audibles et visuelles.
- * Volume : 0.1 - 99.9 ml / h (incrémentation par 0.1 ml / h)
- * 50 G : 1 ml / h - 299 ml / h (incrémentation par 1ml / h)
- * Avance rapide: 200 ml / h (seringue de 50 ml)
- * 160 ml / h (seringue de 20 ml)
- * 50 G : 390 ml / h (seringue de 50 ml)
- * 300 ml / h (seringue de 20 ml)
- * Marge d'erreur sur le temps inf. 2%
- * Capacité de perfusion : 0.1 - 999 ml
- * limitation de débit : 1 - 999 ml
- * Alarme d'occlusion et de fin de course, alarme signalant que le médicament est sur le point de finir, alarme de basse tension, alarme de défaut d'alimentation, alarme indiquant que le débit atteint le débit maximal autorisé
- * Alimentation: AC 220 V+/- 22 V, 50 HZ+/- 1 HZ, DC 12 V
- * Batterie intégrée : temps de charge 15 heures, autonomie 3 heures pour 1 voie et 2 heures pour 2 voies.
- * Température ambiante : Température :-5 à 40°C, humidité inf. à 80%
- * Dimensions extérieures d'une voie :290 (Long) x 130 (Haut) x 130 (larg) (mm)
- * Deux voies :338 (Long) x 188 (Haut) x 118 (larg) (mm)
- * Poids : une voie: 2.1 kg; deux voies :3.4 kg
- * Seringue 20 ml ou 50 ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/3135-pousse-seringue-01-voie-modele-wz-50c2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com