

FICHE PRODUIT



Respirateur de Réanimation, SHANGRILA 590

Référence : SOC-SHANGRILA590

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Respirateur de Réanimation, SHANGRILA 590

Le respirateur de réanimation, SHANGRILA 590 est un appareil contrôlant électroniquement la ventilation du patient.

Il délivre au patient un mélange gazeux composé d'oxygène, d'air et de protoxyde d'azote (gaz relâchant la tonicité musculaire).

La concentration et le débit du mélange sont contrôlés par un mélangeur de gaz (ou rotamètre).

Caractéristiques du Respirateur de Réanimation, SHANGRILA 590 :

- * Ecran couleur: 10 4"
- * Ecran détachable pour empêcher une surinfection
- * Réglage facile
- * Flux et pression de déclenchement
- * Fonction de démarrage rapide

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * 3 niveaux de lumières et alarme sonore avec des mots précis décrivant le problème
- * Valve d'expiration intégrée, facile à stériliser
- * Nébuliseur (optionnel)
- * Batterie rechargeable (optionnelle)

Paramètres techniques:

- * Modes de ventilation: VC, VIV, VACI, BIPAP, VS-PEP et AI
- * Volume courant: 50 - 1 500 ml
- * Fréquence respiratoire: 4 - 100 bpm
- * Fréquence respiratoire SIMV: 1 - 40 bpm
- * Durée inspiratoire: 0,1 - 12 s
- * Durée de la pause: 0 - 4 s
- * Pression de la sensibilité de déclenchement: -20 - 0 cmH₂O
- * Flux de la sensibilité de déclenchement: 0,5 - 20 LPM
- * PSV: 0 - 60 cmH₂O
- * PCV: 5 - 60 cmH₂O
- * Pression Maximum: 20 - 80 cmH₂O
- * Pression Minimum: 0 - 20 cmH₂O
- * Les ondes affichées: P-T, F-T, V-T, P-Vcircle, V-circle
- * PEEP: 0 - 40 cmH₂O
- * FiO₂ (Réglage d'oxygène): 21% - 100%
- * Nébuliseur: ON / OFF (optionnel)
- * arrêt d'alarme: ≤ 120 s
- * Paramètres contrôlés: V_{ti}, V_{te}, MMV, FiO₂, P_{peak}, P_{plat}, P_{mean}, PEEP, F_{tot}, F_{spont}, MV_{spont}, Compliance, Résistance
- * Alarme: fréquence maximale, volume courant expiré minimal,
- * Alarme capable d'enregistrer 10 événements

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Pression de la soupape de sécurité: ≤ 8 kPa
- * Puissance: AC 110 - 240 V; 50 - 60 Hz
- * Puissance consommée: 65 W
- * Dimensions: (Largeur x Hauteur x Profondeur): 400 x 350 x 300 mm
- * Poids (Unité centrale): 15 Kg
- * Mode de transmission: Pneumatique avec contrôle électrique
- * Réglage: Bouton
- * L'approvisionnement en gaz: Air & Oxygène, Pression 0,28 - 0,6 MPa > 50 L / min
- * Température: 5 - 40°C
- * Humidité: 30 - 75%
- * Pression de l'air: 50 - 106 KPa

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/3137-respirateur-de-reanimation-shangrila-590.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com